

Logger double canaux température / humidité

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- capacité 16000 données, 12 bits
- boîtier extrêmement robuste IP68
- capteur interne NTC et capteur d'humidité inclus
- gamme : de -30 à +50°C et de 0 à 100% HR
- programme par ordinateur par le biais d'un logiciel
- intervalle programmable : 1 s à 10 j
- dim. / poids : 59 x 80 x 34 mm / 110 g

	Référence	Prix HT	Px promo
Logger température et humidité IP68	LG2190	-	

Cuve à ultrasons 3 litres chauffante

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- en acier inox étanche aux projections liquides, IP33
- système de vibrations grande surface et transducteurs piézoélectriques à large diffusion d'énergie
- minuterie digitale à l'infini fonction compte à rebours ou continue
- gamme : chauffage 20 à 80°C, puissance / fréquence ultrasons 140 W / 35 kHz
- dim. int. : 240 x 140 x 100 mm
- dim ext. / poids : 260 x 160 x 250 mm / 3,4 kg

	Référence	Prix HT	Px promo
Cuve à ultrasons chauffante 3 litres	SHE2601CDES	-	

Loggers de température IP68

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- capacité 16000 données, 12 bits
- boîtier extrêmement robuste IP68
- capteur interne NTC inclus pour LG1058/12, sonde externe NTC non incluse pour LG1061
- programme par ordinateur par le biais d'un logiciel
- intervalle programmable : 1 s à 10 j
- dim. / poids : 59 x 80 x 34 mm / 110 g

	Référence	Prix HT	Px promo
Logger de température -40 à +85°C	LG1058/12	-	
Logger de température -40 à +125°C	LG1061	-	
Capteur externe NTC pour logger et câble 0,6 m	LG2301	-	

Thermomètres à mercure applications générales

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- graduations 1°C
- gamme : - 10 à + 50 °C

échelle	modèle	liquide	long	réf.	Prix HT	Prix promo
encapsulée	capillaire réflexion blanc	bleu	200 mm	AT10116	-	
encapsulée	capillaire incolore	rouge	200 mm	AT10304	-	
gravée	verre à fond blanc	rouge	260 mm	AT11356	-	