

## Entonnoir de Büchner en polypropylène

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- en deux parties
- autoclavables à la vapeur à +121°C
- avec disque perforé (inclus)

	Référence	Prix HT	Px promo
Entonnoir 75 ml, h. réservoir 30 mm, filtre Ø55 mm	H14601	-	

## Fiole à vide 2 litres

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- en verre Duran®
- avec raccord PTFE

	Référence	Prix HT	Px promo
Fiole à vide 2 litres	RS1001	-	

## Appareils à filtration pour air, gaz et eau

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- pour clarification, purification, stérilisation, prélèvement
- modèle "fermé" équipé de 2 raccords entrée et sortie, prévu pour fonctionnement en continu
- stérilisable in-line à +121°C
- temp. max. : 200°C, pression max. : 10 bar
- en acier inoxydable
- membrane Ø50 mm

	Référence	Prix HT	Px promo
Appareil polycarbonate ouvert	FAE50/5	-	

## Appareils à filtration sous pression

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- modèle sans réservoir, utilisable en combinaison avec un conteneur de compression ou sur système en continu
- préfiltre Ø135 mm, filtre Ø1 142 mm
- plaque de pression supérieure munie d'une tubulure d'entrée et d'une soupape
- grilles sans joints, tous les composants internes sont amovibles
- en acier inoxydable poli par électrolyse
- temp. max. +200°C, pression max. 12,5 bar

	Référence	Prix HT	Px promo
Appareil sur trépied raccord R3/8"	IP142/5	-	