


Portoirs en acier inoxydable pour flacons et godets

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- 100% en acier inoxydable
- fond grillagé
- qualité supérieure

capacité	Ø tube (en mm)	dimensions	référence	Prix HT	Prix promo
24 tubes (6x4)	30 à 35	243 x 162 x h40 mm	AX38215	-	-
24 tubes (6x4)	8 à 11	85 x 60 x h60 mm	AX38301	-	-
50 tubes (10x5)	8 à 11	115 x 87 x h60 mm	AX38303	-	-
48 tubes (8x6)	10 à 12	130 x 100 x h70 mm	AX38310	-	-
100 tubes (10x10)	10 à 12	155 x 155 x h70 mm	AX38312	-	-
48 tubes (8x6)	12 à 14	145 x 110 x h60 mm	AX38315	-	-
150 tubes (15x10)	12 à 14	260 x 175 x h60 mm	AX38319	-	-
50 tubes (10x5)	12 à 14	175 x 85 x h80 mm	AX38320	-	-
100 tubes (10x10)	12 à 14	175 x 175 x h80 mm	AX38321	-	-
64 tubes (8x8)	16 à 18	170 x 170 x h60 mm	AX38334	-	-
12 tubes (4x3)	16 à 18	87 x 65 x h85 mm	AX38338	-	-
48 tubes (8x6)	16 à 18	165 x 125 x h85 mm	AX38340	-	-
50 tubes (10x5)	19 à 23	273 x 140 x h85 mm	AX38348	-	-
12 tubes (4x3)	19 à 23	110 x 85 x h100 mm	AX38350	-	-

Enregistreur Datalogger de température et humidité

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks




- pilotage par PC
- possibilité de commande magnétique de mise en route
- récupération des données en cours de fonctionnement
- intervalle de mesure programmable
- deux alarmes programmables
- températures admissibles : -40 à +85°C
- dim / poids : 59 x 80 x 34 mm / 100 g

	Référence	Prix HT	Px promo
Logger anti-explosion avec capteur interne	LG1081_DES	-	-

Panier rond en acier inoxydable

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- en fils d'acier inoxydable
- anse rabatable en acier inoxydable
- structure renforcée
- dim. : Ø110 x 250 mm

	Référence	Prix HT	Px promo
Panier rond Ø110 x 250 mm	AX38132	-	-