

## Agitateur magnétique illuminé

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- agitateur monoposte pour titration et toute application nécessitant un parfait éclairage
- capacité 5 litres
- régulateur de vitesse en continu, rotation stable même à faible vitesse
- dim / poids : 260 x p150 x h55 mm / 1,8 kg
- puissance 40 W

	Référence	Prix HT	Px promo
Agitateur magnétique monoposte illuminé	AG480	-	

## Secoueur vortex à commande infrarouge

**DÉSTOCKAGE :**  
appareil neuf,  
légèrement défraîchi



- vitesse 50 à 3000 tr/min
- régulateur de vitesse électronique
- amplitude Ø4,5 mm
- fonctionnement par intermittence ou en continu
- 3 pieds en caoutchouc, charge max 0,5 kg
- dim / poids : 180 x p220 x h70 mm / 2,4 kg
- livré complet avec tête Ø25 mm

	Référence	Prix HT	Px promo
Secoueur vortex infrarouge PRO	WIZARD_DES	-	

## Secoueur orbital et va-et-vient 7,5 kg

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- affichage LED : vitesse et temps d'agitation
- vitesse réglable en continu
- vitesse : 0 à 300 osc/min
- amplitude d'élongation : 20 mm
- charge max : 7,5 kg
- dim / poids : 420 x p360 x h100 / 8,1 kg

	Référence	Prix HT	Px promo
Secoueur va-et-vient	HS260B	-	

## Agitateur tridimensionnel



- vitesse réglable de 5 à 125 osc/min, inclinaison de 2 à 12°, mouvement de rotation d'amplitude 40 à 110 mm
- plate-forme 350 x 350 mm
- charge max. : 4 kg à vitesse maximum, 8 kg à vitesse minimum
- boîtier et plate-forme en acier inoxydable en option
- dim. / poids : 500 x 500 x 250 mm / 5 kg

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks

	Référence	Prix HT	Px promo
Agitateur tridimensionnel	BF1200	-	