

## Tiges pour homogénéiseurs-disperseurs

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks

### Tige KJ1123

- étanchéité type KV, joint Chemraz®, capacité de 10 à 1500 ml, dispersion grossière, profondeur d'immersion de 40 à 225 mm

### Tige KJ1131

- étanchéité type NK, joints PTFE, capacité de 25 ml à 2 litres, finesse de dispersion : 5 à 25 µm, profondeur d'immersion 165 mm

### Tige KJ1142

- étanchéité type KR, joints Viton, capacité de 25 ml à 2 litres, finesse de dispersion : 15 à 50 µm, profondeur d'immersion 185 mm



	Référence	Prix HT	Px promo
Tige KV	KJ1123_DES	-	
Tige NK	KJ1131	-	
Tige KR	KJ1142	-	

## Enregistreur statique paramétrable

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- intervalles programmables : 1 s à 10 j
- logger : 16000 données
- mesures Mini, Maxi et absolues
- récupération de données en cours de fonctionnement
- deux alarmes programmables
- IP68

	Référence	Prix HT	Px promo
Logger IP68	LG1153	-	

## Ecran facial polycarbonate

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- serre-tête robuste et léger en polyamide avec protège-front en polypropylène et bandeau frontal en PVC
- visière incolore en polycarbonate résistante aux impacts
- dim visière : 200 x 200 mm

	Référence	Prix HT	Px promo
Ecran facial visière polycarbonate	EP1081	-	

## Lunettes branches fines

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- monture et branches en métal doré
- oculaires en polycarbonate incolore traités anti-rayures
- pont de nez ajustable
- protection UV : 99,5% jusqu'à 365 nm
- poids : 34 g

	Référence	Prix HT	Px promo
Lunettes à branches fines métal	EP1538	-	