

## Tubes de culture en verre fermeture à vis

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- tubes à fond rond, sans capuchons
- verre borosilicaté
- paroi épaisse : 1,1 mm
- dim Ø18 x 150 mm
- autoclavables
- vendus par lots de 250

	Référence	Prix HT	Px promo
Tubes de culture en verre, les 250	<b>ABR18150</b>	-	

## Conteneur à déchets

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- pour les déchets à risques infectieux
- conforme aux normes AFNOR Q 12-008
- conteneur en carton ondulé épaisseur 3 mm, couverture en papier kraft pur à l'extérieur, sachet intérieur en polyéthylène basse densité jaune 60 µm collé sur les parois
- résistance au gerbage : > 120 kg par caisse
- fermeture provisoire du couvercle pendant l'utilisation, fermeture définitive par double rabat
- livré à plat, instructions d'utilisation et pictogrammes imprimés sur le conteneur

	Réf.	Prix HT	Px promo
Conteneur 25 litres 260 x 260 x h370 mm, max. 6 kg	<b>ANDEC25</b>	-	

## Compteur-décompteur 24 h



- compteur-décompteur 24 heures, résolution 1 seconde
- écran LCD rétroéclairé 47 x 20 mm
- horloge / réveil, alarme 1 min
- bécaille, pince et dos magnétique
- dim. / poids : 72 x 80 x 20 mm / 70 g
- livré complet avec pile AAA

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks

	Référence	Prix HT	Px promo
Compteur-décompteur 24 heures	<b>CMX15</b>	-	

## Compteur-décompteur multicanaux

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- 2 canaux indépendants avec chacun une sonnerie et une mémoire spécifiques
- fonction décompteur, programmation des heures, minutes et secondes par 3 touches indépendantes, alarme en fin de cycle, le compteur continu à fonctionner après l'expiration du temps programmé
- fonction chronomètre à la seconde sur troisième canal indépendant
- fonction horloge 24 heures

	Référence	Prix HT	Px promo
Compteur-décompteur à 2 canaux	<b>CMX6</b>	-	