

Unités de filtration stériles à usage unique, pour solutions aqueuses

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- unité de filtration composée d'une membrane filtrante Ø76 mm et d'un récipient 500 ml, montable sur tout récipient col Ø33 à 45 mm
- Modèle stérile rayon gamma en emballage individuel
- membrane 0,2 µm en acétate de cellulose : faible absorption des protéines
- pour la stérilisation à froid et la clarification de solutions aqueuses (cultures, sérums, etc)
- vendues par lots de 12

	Référence	Prix HT	Px promo
Unités de filtration stérile membrane 0,2 µm	ZAPCAPS2	-	

Unités de filtration sous vide à usage unique, en polyamide

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- unité de filtration composée d'une membrane filtrante Ø76 mm et d'un récipient 500 ml, montable sur tout récipient col Ø33 à 45 mm
- modèle chimiquement résistant
- membrane en polyamide 0,45 µm hydrophile: clarification et filtration des phases mobiles en HPLC
- pour filtration en HPLC
- vendues par lots de 12

	Référence	Prix HT	Px promo
Unités de filtration en polyamide 0,45 µm	ZAPCAPR4P	-	

Brûleur électrique infra-rouge jusqu'à +520°C

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks




- température max. : +520°C
- sans gaz ni flamme
- pour le chauffage avec tout type de récipient
- pour stériliser les instruments
- possibilité de montage sur statif
- surface de chauffe : 60 x 60 mm
- interrupteur sur la prise de courant
- puissance / alimentation : 200 W / 220 V
- dim / poids : 120 x 120 x 107 mm / 1 kg
- livré complet avec grille support, cordon secteur (1,7m) et lampe témoin de mise en service

	Référence	Prix HT	Px promo
Brûleur électrique infra-rouge	CE2100	-	

Sachets de prélèvements stériles LMR®

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- sachets chimiquement inertes en polyéthylène, approuvés par la FDA
- sachets transparents stériles par rayons gamma
- fond à double soudure étanche aux liquides et gaz
- épaisseur : 3 µm
- dim : 95 x 180 mm, capacité : 210 ml
- livrés par carton de 500 unités

	Référence	Prix HT	Px promo
Sachet 210 ml à fermeture SF, les 500	LT3303	-	