


Anses en Contracid

anses en Contracid :
10 à 20 fois moins cher
que les anses en platine



• le Contracid est un alliage spécial qui peut être porté à incandescence et remplace avantageusement le platine

Ø fil	Ø anse	référence	Prix HT
anses Contracid longueur 40 mm			
Ø 0,5 mm	Ø 1 mm	AC40051	
	Ø 2 mm	AC40052	
	Ø 3 mm	AC40053	
	Ø 5 mm	AC40055	
Ø 0,7 mm	Ø 1 mm	AC40071	
	Ø 2 mm	AC40072	
	Ø 3 mm	AC40073	
	Ø 5 mm	AC40075	
anses Contracid longueur 60 mm			
Ø 0,5 mm	Ø 1 mm	AC60051	
	Ø 2 mm	AC60052	
	Ø 3 mm	AC60053	
	Ø 5 mm	AC60055	
Ø 0,7 mm	Ø 1 mm	AC60071	
	Ø 2 mm	AC60072	
	Ø 3 mm	AC60073	
	Ø 5 mm	AC60075	
anses Contracid longueur 100 mm			
Ø 0,7 mm	Ø 1 mm	AC100071	
	Ø 2 mm	AC100072	
	Ø 3 mm	AC100073	
	Ø 5 mm	AC100075	

Spatules en Contracid ou en platine



référence	Prix HT
SPATC Spatule Contracid Ø 0,5 x 40 mm	
SPATP Spatule platine Ø 0,5 x 40 mm	

Calots plats

Cat. I



- calot réglable
- en papier lisse
- fond perforé
- l x h : 278 x 85 mm

référence	Prix HT
KA4090 Calots plats, les 100	

Gants Microflex MidNight nitrile non poudrés noirs



- EPI catégorie III
- en nitrile
- intérieur non-poudré, chloriné
- extérieur texturé
- risque biologique AQL : 1,5
- longueur : 245 mm
- poignets retournés
- épaisseur : poignet : 0,08 mm, paume : 0,12 mm, extrémités doigts : 0,14 mm
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
L 9	GD5109	les 100
XL 10	GD5110	les 100

	EN 420
	EN 455 1 2 3
	EN 374-1
	EN 374-2 Niveau 2
	EN 374-3

Charlottes à clip blanches

Cat. I



- usage unique
- ajustement par un élastique
- taille : 19" (48 cm)
- en polypropylène non tissé, laminette sans latex, sans colle, sans PVC
- légères et aérées
- forme circulaire, pliées en accordéon pour un gain de place
- poids 10 g

référence	Prix HT
Charlottes blanches VY1900	les 1000