

## Disperseurs - Homogénéiseurs



- procédé rotor/stator à très haute efficacité
- géométrie des têtes de dispersion : efficacité maximum

**Micro-disperseur**  
1 à 1000 ml  
avec tige



- micro-disperseur **DHX200**, vitesse 1000 à 30000 tr/min, protection IP20, puissance 125 W, dim. 50 x 50 x 260 mm / 0,7 kg
- tige de dispersion grossière **DHX10A** dim. Ø 10 x 205 mm, tête Ø 10 mm
- disperseur livré avec tige de dispersion

référence      Prix HT

**DHX201** Micro-disperseur  
avec tige Ø 10 mm

**Disperseur standard**  
5 à 2000 ml  
avec tige, statif et noix



Bonne affaire

- disperseur standard **DHX350**, vitesse 4000 à 33000 tr/min, protection IP21, puissance 1050 W, dim. 75 x 75 x 290 mm / 2,0 kg
- tige de dispersion grossière **DHX17A** dim. Ø 10 x 205 mm, tête Ø 17 mm
- disperseur livré avec tige, de dispersion statif et noix de montage

référence      Prix HT

**DHX351** Disperseur standard  
avec tige Ø 17 mm, statif et noix

**Disperseur digital**  
5 à 2000 ml  
avec tige, statif et noix



- disperseur avec affichage digital **DHX350D**, vitesse 4000 à 33000 tr/min, protection IP21, puissance 1050 W, dim. 75 x 75 x 290 mm / 2,0 kg
- tige de dispersion **DHX17A** grossière dim. Ø 10 x 205 mm, tête Ø 17 mm
- disperseur livré avec tige de dispersion, statif et noix de montage

référence      Prix HT

**DHX352** Disperseur digital avec  
tige Ø 17 mm, statif et noix

**Disperseur grande capacité**  
1 à 40 litres  
avec tige, statif et noix



- disperseur grande capacité **DHX1500** vitesse 5000 à 22000 tr/min, protection IP21, puissance 1500 W, dim. 100 x 100 x 330 mm / 4,2 kg
- tige de dispersion grossière **DHX42A** dim. Ø 20 x 360 mm, tête Ø 42 mm
- disperseur livré avec tige de dispersion, statif et noix de montage

référence      Prix HT

**DHX1501** Disperseur avec tige  
Ø 42 mm, statif et noix

Promotions et nouveautés rentrée 2018

Prix HT départ au 01/09/2018, sans engagement  
Prix **PROMO HT** valables jusqu'au 31/12/2018

LABOMODERNE  
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com - Tél. 01 42 50 50 50