

## Imprimante compacte

- ▶ environ 500 étiquettes / jour
- ▶ vitesse : 25,40 mm/s



### Imprimante

- écran LCD
- formatage automatique des étiquettes lorsque la cartouche est installée
- sérialisation simple et simultanée, ou individuelle et multiple
- lame pour découpe manuelle intégrée
- livrées complètes en mallette avec batterie, adaptateur secteur, câble USB



### Logiciel WorkStation™

- prise en charge des codes barres, symboles, horodatage, graphiques et sérialisation automatique des données
- réglage individuel des longueurs d'étiquette



### Contrat d'assistance 3 ans

- accès au centre de solutions Brady EMEA
- réparation et maintenance préventive
- intervention sous <2 jours ouvrés
- remplacement des pièces cassées
- remplacement de la tête d'impression
- heures de main-d'oeuvre
- remplacement gratuit de l'appareil
- frais d'envoi de l'appareil

### Imprimante compacte

impression	monochrome
vitesse d'impression	25,40 mm/s (500 étiquettes/jour)
clavier	450 symboles inclus
mémoire	25 000 étiquettes (48 Mo)
résolution d'impression	300 dpi
interfaces	USB et Bluetooth®
dimensions / poids	255 x 155 x 90 mm / 1,40 kg
alimentation	batterie rechargeable lithium-ion ou 8 piles AA ou adaptateur secteur

Pack **BY1130PK1** : ~~1 600,00 € HT~~  
imprimante, logiciel, assistance 3 ans,  
et 8 cartouches étiquettes / encre


Promo  
**885,00 € HT**

étiquettes pour tubes



- cartouches prêtes à l'emploi
- étiquettes en polyester blanc pré-découpées



	type	dim. étiquette	T°C	étiquettes / rouleau	utilisation
8 x	BY1227	 25,40 x 12,70 + Ø 9,53 mm	-196°C à +120°C	240 étiquettes / rouleau	tubes





Imprimante et accessoires Pack 1 BY1130PK1 ~~1 600,00 €~~ **885,00 €**

Pack **BY1130PK2** : ~~1 580,00 € HT~~  
imprimante, logiciel, assistance 3 ans,  
et 10 cartouches étiquettes / encre

Promo  
**895,00 € HT**

- cartouches prêtes à l'emploi
- étiquettes en polyester blanc pré-découpées



	type	dim. étiquette	T°C	étiquettes / rouleau	utilisation
4 x	BY1263	 6,35 x 48,26 mm	-40°C à +145°C	160 étiquettes / rouleau	plaques 96 puits
2 x	BY1212	 22,86 x 19,05 mm	-80°C à +130°C	320 étiquettes / rouleau	lames
2 x	BY1229	 25,40 x 48,26 mm	-196°C à +120°C	100 étiquettes / rouleau	boîtes
2 x	BY1227	 25,40 x 12,70 + Ø 9,53 mm	-196°C à +120°C	240 étiquettes / rouleau	tubes

Imprimante et accessoires Pack 2 BY1130PK2 ~~1 580,00 €~~ **895,00 €**