Diviseur d'échantillons RETSCH®

Permet de diviser un échantillon en 6, 8 ou 10 échantillons parfaitement représentatifs.



- répartition quantitative et qualitative
- particulièrement indispensable dans le cas de matières non homogènes
- **testé et approuvé par l'Institut Technique des Céréales et des Fourrages (ITCF)**
- étanche à la poussière
- nettoyage très simple, répartition directe dans des flacons
- tous les éléments en contact avec la matière sont en acier inox
- goulotte d'alimentation indépendante disponible sur demande

granulométrie initiale	≤ 10 mm (5 mm avec tête HR2328)
vitesse de rotation	110 tr/min
capacité initiale max.	5 litres
volume récipient	30 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml
minuterie	de 1 à 60 minutes ou en continu
dim. avec gouttière (lxpxh)	580 x 420 x h910 mm
poids	33,5 kg
alimentation	230 V - 50 / 60 Hz
Diviseur	PT100
Têtes de division à fixation rapide	
tête de division 6 places	HR2327
tête de division 8 places	HR2325
tête de division 8 places pour flacon plastique 30 ml (granulo. initiale 5 mm)	HR2328
tête de division 10 places	HR2326
Flacons verre col large standard	
flacons 500 ml, les 10	HR2300
flacons 250 ml, les 10	HR2301
Flacons verre Duran®	
flacons 500 ml, les 10	HR2306
flacons 250 ml, les 10	HR2307
flacons 100 ml, les 10	HR2308
Flacon plastique 30 ml	
adaptateur et bécher 30 ml	HR2316
flacons 30 ml, les 10	HR2317
Accessoires	
entonnoir inox, 2,5 litres pour chargement manuel	HR2310