Microscopes trinoculaire à lumière transmise série OBN 135 et 159

1000x TRINO TRANSMIS LED

- microscope trinoculaire à lumière transmise
- système optique corrigé à l'infini
- éclairage LED 3 W avec système de Köhler
- tête trinoculaire de type Siedentopf, inclinée à 30° et orientable à 360°
- répartition du faisceau lumineux : 0:100 et 80:20
- revolver à 5 emplacements pour objectifs
- écart interpupillaire réglable de 50 à 75 mm
- correction dioptrique bilatéral de -5 à +5 dioptries
- oculaires grand champ HWF 10x / Ø 20 mm, diamètre d'insertion 23,2 mm
- mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale, réglage fin de 0,002 mm



1

KN1040

- observation en fond clair
- condenseur d'Abbe à ouverture numérique de 1,25, centrable
- objectifs plan-achromatiques corrigés à l'infini : 4×, 10×, 20×, 40× et 100× (immersion à l'huile)
- livré avec housse de protection, bonnettes et mode d'emploi

KN1045

- observation en fond clair et en contraste de phase
- condenseur universel rotatif de contraste de phase, à ouverture numérique de 1,25, centrable
- objectifs plan-achromatiques corrigés à l'infini : 4×, PH 10×, PH 20×, PH 40× et PH 100× (immersion à l'huile)
- livré avec oculaire de centrage pour le réglage du contraste de phase, housse de protection, bonnettes et mode d'emploi

grossis. max.	objectifs grossissement	condenseur	course de déplacement	inclinaison	rotation	éclairage	dim.	trinoculaire référence	Prix HT
1000x	**4x / 10x / 20x / 40x / 100x**	Abbe O.N. 1,25	78 x 55 mm	30° (tête)	360° (tête)	LED 3 W	390x200x395 mm	**KN1040** 1	
1000x	**4x / 10x / 20x / 40x / 100x**	PH rotatif O.N. 1,25	78 x 55 mm	30° (tête)	360° (tête)	LED 3 W	390x200x400 mm	**KN1045**	

Microscope trinoculaire à fluorescence LED bleue et verte série OBN 141

1000x TRINO TRANSMIS LED

- microscope trinoculaire à lumière transmise et fluorescence
- système optique corrigé à l'infini
- éclairage transmis LED 3 W avec système de Köhler
- unité de fluorescence à éclairage incident LED bleue et verte, 5 W
- roue porte-filtres à 6 positions, équipée de filtres de fluorescence bleu et vert
- condenseur d'Abbe à ouverture numérique de 1,25, centrable, réglable en hauteur et équipé d'un diaphragme d'ouverture réglable
- tête trinoculaire de type Siedentopf, inclinée à 30° et orientable à 360°
- répartition du faisceau lumineux : 0:100 et 80:20
- revolver à 5 emplacements pour objectifs
- écart interpupillaire réglable de 50 à 75 mm
- correction dioptrique bilatérale de -5 à +5 dioptries
- oculaires grand champ HWF 10x / Ø 20 mm, diamètre d'insertion 23,2 mm
- mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale, réglage fin de 0,002 mm
- livré avec : objectif de centrage pour le réglage de fluorescence, housse de protection, bonnettes et mode d'emploi



grossis. max.	objectifs grossissement	condenseur Abbe	course de déplacement	inclinaison	rotation	éclairage incidente	éclairage transmise	dim.	trinoculaire référence	Prix HT
1000x	**4x / 10x / 20x / 40x / 100x**	Abbe O.N. 1,25	78 x 55 mm	30° (tête)	360° (tête)	LED 5 W	LED 3 W	510x470x515 mm	**KN1050**	